

PROMNOVA

ALKALIN LF 3

D 042

**Щелочное концентрированное низкопенное средство
для удаления органических отложений**

ОЧИСТКА CIP



Условия хранения:


хранить в заводской упаковке при температуре +5...+25°C. Не допускать замораживания и попадания прямых солнечных лучей.

Срок годности: 24 месяца.

Эффективно устраняет интенсивные загрязнения, в том числе въевшиеся и застарелые. Удаляет плёнки и рыхлые осадки белковых, крахмальных, масложировых и других загрязнений органического характера. Не повреждает металлические поверхности. Используется для рециркуляционной и напорной мойки при очистке систем CIP, для мытья фильтров, технологического оборудования и установок пищевой промышленности, для мытья рабочих поверхностей и комплексной уборки производственных помещений.

Уровень pH: концентрата – 14,0;
1% раствора – 13,0.

Способ применения



Средство используется в виде водного раствора в концентрации 8–40 мл на 1 л воды. Время обработки 15–30 минут в зависимости от степени загрязнений и технологии мойки. Для замачивания рекомендуемое время воздействия 1–3 часа при температуре +40...+80°C.

Предупреждение

При первом применении необходимо протестировать обрабатываемую поверхность на устойчивость к средству.



Осторожно

Меры предосторожности

Содержит щёлочь! Хранить в местах, недоступных для детей, вдали от пищевых продуктов. Не смешивать с другими средствами. Перед применением прочитать инструкцию. Использовать перчатки. Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в глаза тщательно промыть водой, немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу промыть большим количеством воды.



Подробная информация
о средстве – на сайте
по ссылке QR-кода.